



<b>MM0009</b>	<b>Legionella i bassinvand og drikkevand</b>
Anvendelsesområde	Bestemmelse af legionella i bassinvand og drikkevand.
Målemetode(r)	DS 3029 (seneste udgave) Prøven opkoncentreres dels ved membranfiltrering og dels ved efterfølgende centrifugering og udsås direkte. Baggrundsvækst kan inhiberes ved syre- og varmebehandling før udsæd af prøverne på GVPC-agar. Pladerne inkuberes ved 37 °C i 10 dage. Til verifikation af legionella spp. og bestemmelse af serogruppe anvendes anti-sera. Efter verifikation beregnes indhold af legionella ved hver af behandlingerne og højeste fund afrapporteres.
Bemærk	-

Version / Dato	V01a/16.09.2015
Skal senest tages i brug	30.11.2015
Ansvarlig for udarbejdelsen	Inger Guldbæk