

# Uttak og innsending av produktprøver

1. Vask/desinfiser hendene godt. Benytt eventuelt rene engangshansker
2. Benytt rene/sterile redskaper til uttak av prøven
3. Fyll aktuell prøvebeholder med prøvemateriale. Prøven skal utgjøre minimum 200 gram
4. For flytende produkter kan flaske benyttes
5. Lukk prøvebeholderen (prøveposen) forsvarlig
6. Merk prøven med ønsket merking og legg den i forsendelsesesken sammen med de fryste kjøleelementene
7. Fyll ut nødvendige opplysninger på bestillingsskjema til prøvene. Vær så nøyaktig som mulig. Husk å opplyse om kontaktperson og telefonnummer
8. Skjemaet legges så i en plastpose i forsendelsesesken sammen med prøvene
9. Forsendelsesesken lukkes og tapes forsvarlig
10. Register prøver inn i Eurofins Online eller send en e-post om at prøven er på vei til Eurofins

Hvis prøver skal analyseres både for mikrobiologiske og kjemiske parameter, send gjerne to prøver, eller del prøven i to. Prøven kan sendes med Postens Bedriftspakke ekspress over natt eller leveres direkte ved laboratoriet. Utfylt bestillingsskjema legges ved prøvene.



## Adresse (Benyttes ved levering av prøver på laboratoriet og ved forsendelse av prøver per post)

<b>Eurofins avd. Moss</b> Møllebakken 50 1538 Moss T  945 04 208	<b>Eurofins avd. Klepp</b> Lalandsveien 2 4353 KleppStasjon T  945 04 197	<b>Eurofins avd. Bergen</b> Sandviksveien 110 5035 Bergen T  945 04 242	<b>Eurofins avd. Måløy</b> Gate 1 nr 139 6700 MÅLØY T  57 85 08 90	<b>Eurofins avd. Ålesund</b> Bjørge Industrivei 41 6057 Ellingsøy T  945 04 130
<b>Eurofins avd. Trondheim</b> Ingvald Ystgaards vei 3 7047 Trondheim T  945 04 399	<b>Eurofins avd. Leknes</b> Idrettsgata 41 8370 Leknes T  76 08 95 50	<b>Eurofins avd. Sortland</b> Havnegata 19 B 8400 Sortland T  76 10 97 00	<b>Eurofins avd. Alta</b> Amtmannsnesveien 101 9515 Alta T  991 63 225	