

Veiledning for uttak av vannprøver - kjemisk og mikrobiologisk analyse

Denne veilederen baserer seg på *Drikkevannsforskriften*, samt NS-EN ISO 19458:2006 og NS-EN ISO 5667-5:2006.



Fra tappepunkt: Vannet tappes med en gang i flasken uten å la det renne først. Slinger, siler eller filter fjernes ikke. Kranens munning skal ikke flamberes.

Fra hovedinntak: Fjern eventuell slange, siler eller filter som er festet til kranen. Flamber deretter kranens munning slik at eventuelle mikroorganismer blir drept. La kaldt vann renne fra springen i ca. 5 minutter.



Mikrobiologisk uttak: Skru korken av den sterile prøveflasken (tilsatt Natriumthiosulfat). Unngå berøring av flaskemunning og ikke skyll flasken.

Kjemisk uttak: Skru korken av den andre prøveflasken (ikke tilsatt Natriumthiosulfat) og skyll flasken, samt korken, en gang med vannet.

For begge: Tapp vann til "skulderen" på flasken (la det være 2 cm luft på toppen).



Skru toppen igjen og sett flaskene i isoporkasse med frosne kjøleelement.

Oppbevar prøvene i kjøleskap dersom de ikke blir sendt umiddelbart etter prøvetaking.

Prøvene må transporteres kjørlig.



Merk flaskene tydelig med nummer som viser tappepunkt.

Fyll ut bestillingsskjemaet og legg den i forsendelseskassen sammen med flaskene.

Vannprøver må være hos Eurofins senest 24 timer etter prøveuttak.

Prøvene sendes:

Se vår hjemmeside for leveringsadresser

www.eurofins.no