

Mintavételi Utasítás

MVU-29-W

Vizsgálat: Növényvédőszer-hatóanyagok és metabolitjaik (Peszticidek)
Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény, mintamennyiség:

Szennyvíz: 1 literes barna üveg GC-MS-sel mérhető peszticidek vizsgálatához, 40 ml-es EPA vial HPLC-MS-sel mérhető peszticidek vizsgálatához

Ivóvíz: 1 literes barna üveg GC-MS-sel mérhető peszticidek vizsgálatához, 40 ml-es EPA vial HPLC-MS-sel mérhető peszticidek vizsgálatához, 100 ml-es PE palack Glifozát+AMPA vizsgálatához

Nátrium-tioszulfáttal ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) tartósított!

Felszín/felszín alatti víz: 1 literes barna üveg GC-MS-sel mérhető peszticidek vizsgálatához, 40 ml-es EPA vial HPLC-MS-sel mérhető peszticidek vizsgálatához, 100 ml-es PE palack Glifozát+AMPA vizsgálatához

Alkalmazott címkék:

PESZT. (GC) 000000000000 Tel.: +36 1 872 3600 <input type="checkbox"/>	0000000		PESZT. (GC) 000000000000 MINTAVÉTELI ADATAI	MINTA JELE					
	0000000			HELY					
	0000000			IDŐ	év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY		
	0000000			MEGRENDELŐ					
	0000000			PROJEKT					
TARTÓSÍTÁS <input type="checkbox"/> $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ HŰTÉS <input type="checkbox"/>	0000000		VIZSGÁLAT			MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS 			

GLIFOZÁT  000000000000  Tel.: +36 1 872 3600  <input type="checkbox"/>	0000000		GLIFOZÁT  000000000000 MINTAVÉTELI ADATOK	MINTA JELE					
	0000000			HELY					
	0000000			IDŐ	év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY		
	0000000			MEGRENDELŐ					
	0000000			PROJEKT					
	0000000			TARTÓSÍTÁS <input type="checkbox"/> Na ₂ S ₂ O ₃ HÚTÉS				MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS 	

PESZT. (HPLC)  000000000000  Tel.: +36 1 872 3600  <input type="checkbox"/>	0000000		PESZT. (HPLC)  000000000000 MINTAVÉTELI ADATOK	MINTA JELE					
	0000000			HELY					
	0000000			IDŐ	év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY		
	0000000			MEGRENDELŐ					
	0000000			PROJEKT					
	0000000			TARTÓSÍTÁS <input type="checkbox"/> Na ₂ S ₂ O ₃ HÚTÉS				MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS 	

Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le!
2. Hálózati ivóvíz mintavételéhez kiadott edény Na₂S₂O₃ tartósítószeret tartalmaz. Ügyeljen, hogy a tartósítószeret ne mossa ki az edényből.
3. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **3 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.



Filep Zoltán
laboratóriumvezető