





Mobilapp Eurofins Environment version 1.0

2013-03-12

- Mobilappen kan laddas ner på [App StoreSM](#) och [Google PlayTM](#).
- Alternativt kan du manuellt söka i "butikerna" efter "Eurofins" och välj appen utgiven av Eurofins Environment Testing Sweden AB.
- Appen fungerar på IOS 5.0 samt Android 2.3.3 eller senare.




- Inloggning sker med samma användarnamn och lösenord som till Eurofins Online-system.
- Saknar du användarkonto? [Ansök här!](#) så får du tillgång både till vårt Online-system för dator (mer funktionalitet) samt för Appen.




The screenshot shows the Eurofins mobile app interface. At the top, the status bar displays 'Telenor SE', signal strength, Wi-Fi, and the time '22:59'. The app header features the Eurofins logo and the text 'eurofins'. Below the header, there are two buttons: 'Provinlämning' and 'Kontakt'. Underneath these are two input fields: the first contains the text 'appdemo' and the second is labeled 'lösenord'. At the bottom, there is a prominent orange button labeled 'Logga in'.

- Efter inloggning väljer man under **”Inställningar”** vilken leverantör och vilket kundnummer man vill se provresultat för.
- För tillfället är endast Eurofins Environment tillgängligt som leverantör.
- Endast Svenska är tillgängligt som språk i ver 1.0



- Under ”**Sök**” kan man välja att söka efter prover via **provpunkt** eller **provmärkning**.
- ”**Provinlämning**” visar en lista på inlämningsställen med det närmsta överst i listan.




- **Startdatum** och **slutdatum** för sökningen kan ändras och är **ankomstdatum till labbet**.
- **”Sök i alla provpunkter”** visar en lista på alla provpunkter som har prover under den aktuella tidsperioden.
- I rutan **”Filtrera resultat”** kan **början** på provpunktens namn anges för att filtrera fram en eller flera provpunkter. Lista med provpunkter visas direkt när du börjar skriva i sökrutan. Om listan är tom saknas provpunkt som matchar ditt sökvillkor, alternativt behöver du söka på en annan tidsperiod.




The screenshot shows the mobile app interface for searching by sampling point. At the top, the status bar shows 'Telenor SE', signal strength, Wi-Fi, and the time '23:35'. Below the status bar is a navigation bar with a 'Tillbaka' button and the text 'Sök efter provpunkt'. The main content area contains two date input fields: 'Startdatum' with the value '9 dec 2012' and 'Slutdatum' with the value '6 jan 2013'. Below these fields is a prominent orange button labeled 'Sök i alla provpunkter'. Underneath the button is a search input field with a magnifying glass icon and the placeholder text 'Filtrera resultat...'. At the bottom of the screen is a dark blue navigation bar with three icons: a home icon labeled 'Sök', the Eurofins logo labeled 'Kontakt', and a gear icon labeled 'Inställningar'.

Sök via provpunkt

- Lista på provpunkter visas
- Klicka på önskad provpunkt



- Lista med provinformation visas.
- Klicka på önskat prov



- I vyn för provresultat redovisas provinformation som Provpunkt, Märkning, Ankomstdatum, Provstatus, Provtagningsdatum och Djup.
- Observera att resultatens status är samma som provets och såväl *Validerade* som *Ej validerade* resultat visas i appen.
- Provresultat redovisas i listan tillsammans med enhet och mätosäkerhet.




The screenshot shows a mobile app interface for Eurofins. At the top, the status bar shows 'Telenor SE', signal strength, Wi-Fi, and the time '23:05'. Below the status bar, there are navigation buttons: 'Tillbaka' (Back), 'Provresultat' (Test Results), and 'Nästa' (Next). The main content area displays the following information:

177-2012-12180506
Provpunkt: 1113 Name
Märkning: Testprov 3 mobilapp
Ankomstdatum: 2012-12-17
Provstatus: Validerat
Provtagningsdatum: 2012-12-18
Djup: 1-10

Analys Resultat	Enhet	Mäto.
Alifater >C10-C12 12	mg/kg Ts	30%
Alifater >C12-C16 29	mg/kg Ts	30%
Alifater >C16-C35		


At the bottom of the screen, there are three navigation buttons: 'Sök' (Search), 'Kontakt' (Contact), and 'Inställningar' (Settings).

- **Startdatum** och **slutdatum** för sökningen kan ändras och är **ankomstdatum till labbet**.
- I rutan **"Provmärkning"** kan **början** på provmärkningen anges för att filtrera fram ett eller flera prov. Klicka sedan på **"Sök"**
- Om rutan **"Provmärkning"** lämnas tom visas en lista på alla prover under den aktuella tidsperioden.



The screenshot shows the mobile app interface for searching by test marking. At the top, the status bar displays 'Telenor SE 3G 16:30'. Below the status bar is a navigation bar with a 'Tillbaka' button and the text 'Sök efter provmärkning'. The main content area contains three input fields: 'Startdatum' with the value '1 jan 2013', 'Slutdatum' with the value '11 mar 2013', and a search field labeled 'Provmärkning...'. Below these fields is a large orange 'Sök' button. At the bottom of the screen is a navigation bar with three icons: a home icon labeled 'Sök', a contact icon labeled 'Kontakt', and a settings icon labeled 'Inställningar'.

- Lista med provinformation visas.
- Klicka på önskat prov



- I vyn för provresultat redovisas provinformation som Provpunkt, Märkning, Ankomstdatum, Provstatus, Provtagningsdatum och Djup.
- Observera att resultatens status är samma som provets och såväl *Validerade* som *Ej validerade* resultat visas i appen.
- Provresultat redovisas i listan tillsammans med enhet och mätosäkerhet.



The screenshot shows a mobile application interface for Eurofins. At the top, the status bar displays 'Telenor SE', signal strength, Wi-Fi, and the time '23:05'. Below the status bar, there are navigation buttons: 'Tillbaka' (Back), 'Provresultat' (Test Results), and 'Nästa' (Next). The main content area displays the following information:



177-2012-12180506
Provpunkt: 1113 Name
Märkning: Testprov 3 mobilapp
Ankomstdatum: 2012-12-17
Provstatus: Validerat
Provtagningsdatum: 2012-12-18
Djup: 1-10

Below this information is a table with the following structure:

Analys Resultat	Enhet	Mäto.
Alifater >C10-C12 12	mg/kg Ts	30%
Alifater >C12-C16 29	mg/kg Ts	30%
Alifater >C16-C35		

At the bottom of the screen, there are three navigation buttons: 'Sök' (Search), 'Kontakt' (Contact), and 'Inställningar' (Settings).

- Närmast inlämningsställe visas överst
- Valt inlämningsställe visas på kartan



Frågor eller kommentarer?



Vi tar tacksamt emot frågor och kommentarer kring vår App.

Vänligen skicka dem till vår kundtjänst:

info.environment@eurofins.se

Apple, the Apple logo, iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Android is a trademark of Google Inc.