

REFLAB

M034	Cyanid
Anvendelsesområde	Bestemmelse af total cyanid i grundvand, drikkevand og fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand.
Målemetode(r)	DS/EN ISO 14403 (seneste udgave) eller DS/EN ISO 14403-1 (seneste udgave) eller DE/EN ISO 14403-2 (seneste udgave) eller Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 14. udgave (1975), metode 413B eller Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 16. udgave (1985), metode 412 E.

Version / Dato	V01 / 25.05.2011
Ansvarlig for udarbejdelsen	Ulla Lund