



M062	Chloralkaner C₁₀ – 13 i vand
Anvendelsesområde	Bestemmelse af chloralkaner C ₁₀ - 13 i vand.
Målemetode(r)	<p>Kvantificering skal ske med anvendelse af de standardstoffer og principper for identifikation, kalibrering og beregning, der er beskrevet i DS/ISO 12010 (seneste udgave):</p> <p>Kalibreringsstandarder: DS/ISO 12010 afsnit 5.2 og 5.10</p> <p>Prøveoprensning: Som minimum udføres oprensning (DS/ISO 12010 afsnit 8.3) på standarder, blind, kontroller og prøver med måleresultater over detektionsgrænsen, hvis der er positive fund af chloralkaner i en analyseserie</p> <p>Kalibrering, analyse, identifikation og beregning af prøver: DS/ISO 12010 8.4 (måling og karakteristiske ioner) og 8.5 (kalibrering og identifikation)</p>

Version / Dato	V01 / 27.11.2013
Ansvarlig for udarbejdelsen	Ulla Lund / Maj-Britt Fruekilde