



MM0001	<i>E. coli</i> og coliforme bakterier
Anvendelsesområde	Bestemmelse af <i>E. coli</i> og coliforme bakterier i drikkevand Metoden kan endvidere anvendes til bestemmelse af <i>E. coli</i> i bassinvand i forbindelse med opfølgning på høje kimtal.
Målemetode(r)	ISO 9308-2 (seneste udgave) eller Colilert 24.

Version / Dato	V02a/17.06.2016
Skal senest tages i brug	29. august 2016
Ansvarlig for udarbejdelsen	Inger Guldbæk