



<b>MM0005</b>	<b>Kimtal ved 22 °C og 37 °C</b>
Anvendelsesområde	Bestemmelse af kimal i drikkevand og spildevand.
Målemetode	ISO 6222 (seneste udgave)
Bemærkning	Kimtal ved 37 °C: Inkubationen skal foretages som beskrevet i ISO 6222, dvs. ved 36 °C ± 2 °C.

Version/Dato	V01b/06.09.2016
Skal senest tages i brug	06.09.2016
Ansvarlig for udarbejdelsen	Inger Guldbæk