

REFLAB

MM0006	<i>Clostridium perfringens</i>
Anvendelsesområde	Bestemmelse af vegetative <i>Clostridium perfringens</i> bakterier og sporer i drikkevand, returskyllevand fra svømmebassiner, spildevand og sediment.
Målemetode	Drikkevand og returskyllevand fra svømmebassiner: ISO 14189 (seneste udgave) Spildevand og sediment: DS 2256 (seneste udgave).
Bemærk	Der er to slags <i>Clostridium perfringens</i> sporer, nogle overlever 100 °C i 30 min, og andre er mere varmefølsomme og tåler ikke over ca. 80 °C. Overdreven varmebehandling kan derfor lede til falsk negative resultater.

Version/Dato	V03a/17.06.2016
Skal senest tages i brug	29. august 2016
Ansvarlig for udarbejdelsen	Inger Guldbæk