



<b>MM0010</b>	<b>Enterokokker i overfladevand - mikrotiterplate</b>
Anvendelsesområde	Bestemmelse af enterokokker i saltvands- og ferskvandsområder og i overfladevand, der anvendes i svømmebade.
Målemetode(r)	ISO 7899-1 (seneste version). Passende fortyndinger af prøven afpipetteres til mikrotiterplates indeholdende dehydreret vækstmedie. Efter dyrkning ved 44 °C i 36-72 timer aflæses fluorescerende brønde under UV lys og resultatet beregnes ved hjælp af MPN tabel. Der bør anvendes min. 2 fortyndinger.
Bemærk	-

Version / Dato	V02a/16.09.2015
Skal senest tages i brug	30.11.2015
Ansvarlig for udarbejdelsen	Inger Guldbæk