



<b>MM0011</b>	<b>Gær- og skimmelsvampe i drikkevand</b>
Anvendelsesområde	Bestemmelse af gær- og skimmelsvampe i drikkevand.
Målemetode(r)	SS 28192 (seneste udgave) Den ønskede prøvemængde membranfiltreres, hvorefter filtret dyrkes på Rose Bengal-agar ved 25 °C i 7 døgn. Gær- og skimmelsvampe tælles og afrapporteres særskilt.
Bemærk	-

Version / Dato	V02a/.09.2015
Skal senest tages i brug	30.11.2015
Ansvarlig for udarbejdelsen	Inger Guldbæk