



| | |
|-------------------|--|
| MM0016 | Termotolerante campylobacter i vand |
| Anvendelsesområde | Bestemmelse af termotolerante campylobacter kvalitativt og kvantitativt på CCDA-agar |
| Målemetode(r) | ISO 17995 (seneste version) Det relevante prøvevolumen filtreres og overføres til hhv. Bolton og Preston-bouillon. Inkubering ved 37 °C i 2 døgn. Derefter udsås på m-CCDA, og der inkuberes ved 41,5 °C i 2 døgn. Typiske kolonier udsås på blodagarplade og inkuberes ved 41,5 °C i et døgn. Verifikation med mikroskopi, bevægelighedstest og manglende aerob vækst. |
| Bemærk | - |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Version / Dato | V01a/16.09.2015 |
| Skal senest tages i brug | 30.11.2015 |
| Ansvarlig for udarbejdelsen | Inger Guldbæk |