

August 2018

[Ser denne mail ikke godt ud i dit mailprogram? Se den i din browser](#)

# REFLAB

## Referencelaboratoriet for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du tidligere har registreret dig som abonnent af NYT fra REFLAB. Hvis du ikke længere ønsker at modtage denne information, beder vi dig om at afmelde ved at benytte linket nedenfor.


### Ændring af M010 Total nitrogen i vand

Metodekravet i metodedatablad [M010](#) er ændret, så muligheden for at anvende DS/ISO 29441 til oplukning af alle vandmatricer er ophævet, når analyserne gennemføres inden for reglerne i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. Derved bliver DS/EN ISO 11905-1 (evt. DS 221:975, ophævet som DS) eneste mulige metode for oplukning. Der er redegjort for ændringen af M010 i notatet [Ændring af metodedatablad M010 Total nitrogen i vand](#).

Metodedatabladet skal senest tages i brug den 1. oktober 2018.

Med venlig hilsen

Stine Ottsen



Send videre

---

*Copyright © 2018 Referencelaboratoriet for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger, All rights reserved.*

Du modtager denne information fra Referencelaboratoriet, fordi du tidligere har tilmeldt dig nyhedsbrevet. Hvis du ikke længere ønsker at modtage denne information, beder vi dig om at afmelde via linket herunder.

**Postadresse:**

Referencelaboratoriet for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Ladelundvej 85 6600 Vejen Danmark

AFMELD: Vil du ikke have flere nyhedsbreve fra os? Afmeld dig lige her

---