



MM0002	<i>E. coli</i> og coliforme bakterier
Anvendelsesområde	Bestemmelse af <i>E. coli</i> og coliforme bakterier i drikkevand, saltvands- og ferskvandsområder, bassinvand, og overfladevand, der anvendes i svømmebade.
Målemetode	ISO 9308-1 (seneste udgave)
Opbevaring	Prøven opbevares koldt ($5 \pm 3^{\circ}\text{C}$) med højst 24 timer mellem prøvetagning og analyse.

Version/Dato	V04/27.06.2025	Skal senest tages i brug	27.12.2025
Gransket	27.06.2025	Ansvarlig for udarbejdelsen	Mette Østergaard Filsø