



MM0001	<i>E. coli</i> og coliforme bakterier
Anvendelsesområde	Bestemmelse af <i>E. coli</i> og coliforme bakterier i drikkevand Metoden kan endvidere anvendes til bestemmelse af <i>E. coli</i> i bassinvand i forbindelse med opfølgning på høje kimtal.
Målemetode(r)	ISO 9308-2 (seneste udgave), Colilert 18 eller Colilert 24.

Udgår den 27. december 2025

Version/Dato	V03 / 26. maj 2021	Skal senest tages i brug	26. maj 2021
Gransket	26. maj 2021	Ansvarlig for udarbejdelsen	Karen Marie Kristensen