



ANFORDERUNGEN ZUM VERSAND VON FESTSTOFFPROBEN



Allgemeine Hinweise

- **Mindestprobenmenge beachten**
- **Probe sicher verschließen** – dicht verpackt in reißfester Umhüllung
- **Beschriftung:** Eindeutig und mit wasserfestem Stift direkt auf dem Probenbehälter
- **Probeninformationsaufkleber:** Ausgefüllt und gut sichtbar außen auf der Umverpackung
- **Probenbegleitschein:**
 - Im Deckel der Eurofins-Kühlbox **oder** in Dokumentenmappe außen anbringen (z. B. bei Eimern)

Asbesthaltige Proben

- Bitte zusätzlich **Merkblatt Asbestproben** beachten
- **Sichtbare Kennzeichnung** auf dem Probenbegleitschein erforderlich



Probe im Eimer		→	Eine Transportverpackung unserer geschlossenen Eimer ist nicht nötig.	
Probe im Glas ¹⁾		→	In Kühlkiste mit Schaumstoffeinsatz ²⁾ verpacken.	
Probe in der Tüte		→	In Kühlkiste oder Eimer verpacken.	
Bohrkernprobe ³⁾		→	In Tüte verpacken.	

Hinweise:

¹ **Leichtflüchtige Stoffe** (z. B. BTX, LHKW):
Nur Eurofins-Spezialgläser verwenden – andere Gefäße verursachen Zusatzkosten.

Bitte **20–30 g Bodenmaterial** (≈ ein gestrichener Esslöffel) in das Spezialglas einfüllen. Das Material muss vom vorgelegten **Methanol bedeckt** sein.

² **Max. 10 kg pro Kühlkiste/Eimer** – bei Bedarf mehrere Gebinde verwenden.

³ **Bohrkerne:** „Oben“ markieren, Schnittplan beifügen.

FRAGEN ZUM VERSAND VON FESTSTOFFPROBEN?

Kontaktieren Sie uns:



Eurofins Umwelt-Gesellschaften



+49 (0)2236 897125



info-umwelt@etdach.eurofins.com