

Anleitung zum Ausfüllen des Schnittplans

Bitte füllen Sie den Schnittplan aus und legen Sie ihn den zu untersuchenden Proben bei.

Folgende Angaben werden benötigt:


- EOL-Auftragsbezeichnung
- Gesamtlänge des Bohrkerns
- Ob eine Rückstellung erwünscht ist
- Kennzeichnung von "oben" auf dem Bohrkern
- Einzeichnung der Position der Querschnitte in cm (gemessen ab 0 cm „oben“) **inkl. der EOL-Probennummern**

Beispiel: Ausgefüllter Bohrkernschnittplan mit ungebrochener RS

Allgemeine Daten

EOL-Auftragsbezeichnung 777-XXXX-XXXXXXXX

Ungebrochene Rückstellung des halben Bohrkerns gewünscht? Ja Nein



The diagram shows a vertical cylinder representing a core sample. The top is labeled "oben". The total length is marked as 37 cm. Three segments are defined by horizontal lines: 0-10 cm, 10-20 cm, and 20-30 cm. Each segment is labeled with "EOL-Nr. 777-XXXX-XXXXXXXX". A note on the right indicates "Reststück 30-37cm, kann verworfen werden".