

SALMONELLA-MÄÄRITYKSET NOPEASTI JA LUOTETTAVASTI - TULOKSET JOPA SEURAAVAKSI PÄIVÄKSI!

Eurofins Scientific Suomen laboratorioilla on pitkä ja monipuolinen kokemus Salmonella-analyyseistä. Käytössämme on myös edistyksellinen PCR-pohjainen pikamääritys, jolla Salmonella-analyysitulokset saadaan jopa seuraavaksi päiväksi.

Menetelmämme on validoitu rehuille, elintarvikkeille ja ympäristönäytteille. Menetelmän akkreditointi sisältyy Suomen kansallisen akkreditointielimen FINAS:in hyväksymään laboratoriomme pätevyysalueeseen ja sillä on EVIRA:n hyväksyntä elintarvikkeille ja rehuille. Menetelmää voidaan käyttää sekä rehujen että elintarvikkeiden omavalvonta- ja viranomaisnäytteiden tutkimiseen.

Eurofinsin Raision ja Kokkolan laboratorioyksikössämme salmonella-analyysijä tehdään jokaisena arkipäivänä ja analysointiprosessimme on kehitetty suuria näytevirtoja ajatellen. Lisäksi mikrobiologian laboratoriomme henkilöstön monipuolinen koulutus ja joustavuus mahdollistavat salmonellaan liittyvän analysointikapasiteetin kasvattamisen moninkertaiseksi, joten laboratorioissa on tarvittaessa mahdollisuus käsitellä jopa useita satoja näytteitä päivässä.



FAKTA qPCR MENETelmäSTÄ:

Menetelmässä Salmonella detektoidaan esirikastuksen jälkeen käyttämällä DNA BACGene Salmonella spp. -kittiä (Eurofins) sekä PCR-laitetta (Agilent Technologies). Menetelmä on AFNOR validoitu (EGS 38/01-03/15). qPCR:llä saadut positiiviset tulokset varmistetaan jatkamalla standardimenetelmien mukaisesti (NMKL 71, 1999 tai NMKL 187, 2016).

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!

www.eurofins.fi

info@eurofins.fi