

Korrekt udtagning af trikinprøver

Marts 2018

Prøver til undersøgelse for trikiner

Prøverne skal:

- Bestå af muskelvæv – ikke fedt, hinder eller sener
- Vedlægges en følgeseddel
- Højst veje 100 gram. I ekstraordinære tilfælde, f.eks. den sidste samleprøve på en arbejdsdag, må de veje op til 115 g, og således bestå af prøver fra 115 slagtesvin eller 57 søer.

Skal vi skære sener, hinder eller fedt fra, kommer der gebyr på.

Følgesedlen skal være forsynet med slagtedato, dyreart, antal dyr i prøven samt navn og adresse på modtager af certifikat og faktura.

Prøven undersøges ikke før vi har oplysningerne.

Højeste antal delprøver i samme samleprøve:

Slagtesvin : Højst 100 (min 1 gram fra hver)

Søer / Orner : Højst 50 (min 2 gram fra hver)

Vildsvin : Højst 10 (min 10 gram fra hver)

Heste : Højst 10 (min 10 gram fra hver)

En samleprøve må ikke indeholde prøvemateriale fra forskellige dyrearter.

Udtagningssteder:

Svin: Mellemgulvsmuskulaturen

Vildsvin: Forben eller mellemgulvsmuskulaturen

Hest: Kæbemusklen

Tungemuskulatur må ikke sendes fra nogle af dyrene.

Henvisning: [Fødevarestyrelsens vejledning](#)

Er der spørgsmål til dette, er I velkomne til at kontakte:

Carsten Grønbæk

Dyrlæge

Mobil tlf.: 20607645

E-mail: cgr@eurofins.dk