



Dräktighet Analys - PAG

Optimera din mjölk produktion med PAG analyser

Analys kan nu utföras
redan efter 28 dagar

PAG - Dräktighetstest

- PAG analyser kontrollerar om korna blivit dräktiga vilket möjliggör att ni som mjölkproducent kan optimera drift och reproduktionseffektivitet med analys av mjölkprover.
- Denna analys är ett komplement till de tidiga diagnostiska metoder som för närvarande utförs, och kan ersätta dagens manuella metoder och ultraljudsundersökningar eller användas som supplement till dessa metoder.
- Växa erbjuder ett flertal abonnemangs möjligheter som underlättar att hålla reda på när det är dags för provuttag.
- Analyserna utför vi på ordinarie kokontroll vilket gör det enkelt för er som kokontrollkund.
- Ni kan snabbt och enkelt beställa analyserna/abonnemang via Växas hemsida eller beställa serviceprov via vår kundsupport eller hemsida.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!



Slavica Klaric
Kundsupport
Tel: +46 (0)10 490 8500
info.mjolk@eurofins.se



Ann-Christin Carlsson
Kundsupport
Tel: +46 (0)10 490 8500
info.mjolk@eurofins.se