

Uttak av vannprøver ihht. Drikkevannsforskriften, prøvepakke B**A. Generelt**

- Oppbevar flaskene mørkt og tørt, gjerne i kjølebagen før og etter prøvetakingen
- Husk å merke flaskene skikkelig med vannverkets navn og/eller prøvepunkt – det lønner seg å gjøre dette før man tar prøven og flaskene blir våte

B. 1-liters glassflaske

Ved bestilling av pesticider kommer det i tillegg 2 liter glassflasker

- Analyse av: PAH-analyse inkl. Benzo(a)pyren
- Ikke skylt flasken med prøvevann
- Unngå berøring av kork og innsiden av flaskehalsen

C. 1-liters plastflasker

- Analyse av: metaller, TOC, nitrat, nitritt, sulfat, klorid, fluorid, konduktivitet, pH
- Skylt flasken 3 ganger med prøvevann

D. 50 ml glassflaske**m/konserveringsmiddel til kvikksølv**

- Væsken i flasken er etsende, og skal ikke helles ut. Bruk hansker
- Skru korken forsiktig av og fyll forsiktig opptil halsen fra litersflasken (se pkt. B)
- Skru korken godt igjen

E. 100 ml brun eller blank glassflaske

- Analyse av: THM, 1,2-dikloroetan, Tetrakloreten og trikloreten og Benzen

F. 100 ml brun plastflaske

- Analyse av: Cyanid
- Skylt flasken 3 ganger med vann. Fyll flasken til halsen

G. Bestillingsskjema, retur av prøve

- Legg ved alle papirene og returner prøvebagen til laboratoriet



Se eurofins.no for adresser til våre laboratorier

Bestill emballasje online
emballasje.eurofins.no/Environment