

## Mintavételi Utasítás

MVU-5-W

**Vizsgálat: Poliaromás szénhidrogének (PAH)**
**Mintatípusok: Vizek**
**Szükséges mintavételi edény:**

Jól zárható csavarmenetes kupakkal ellátott, 1 literes barna üveg.

Alkalmazott címke:

<b>PAH</b>  000000000000  Tel.: +36 1 872 3600 	0000000		<b>PAH</b>  000000000000 MINTAVÉTELEZÉSI ADATOK	MINTA JELE						
	0000000			HELY						
	0000000			IDŐ		év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY			
	0000000			MEGRENDELŐ						
	0000000			PROJEKT						
	0000000			TARTÓSÍTÁS			VIZSGÁLAT			MINTA-VÉTELEI UTASÍTÁS
<input type="checkbox"/> Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> HÜTÉS			Poliaromás szénhidrogének							

**Eljárás:**

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le!
2. Hálózati ivóvíz mintavételéhez kiadott edény Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> tartósítószerrel tartalmaz. Ügyeljen, hogy a tartósítószerrel ne mossa ki az edényből.
3. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig, és fokozottan óvja a fényhatásoktól!

 Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **5 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

 Filep Zoltán  
 laboratóriumvezető