

Följesedel - Allmänt Dricksvatten (enligt SLVFS 2001:30)

Uppdragsgivare = rapportmottagare		Fakturauppgifter		Paket		
Kundnummer: *	Företag: *	Fakturamottagare: (obligatoriskt om det ej är samma adress som för rapportmottagare)		Analyspaket:	Eurofins kod:	
Avtalsnummer/Offertnummer: * OBS! Lämnas inget avtalsnummer tillämpas listpris		Kundens projekt/uppdragsnummer: (för rapport och fakturauppgifter)		1. Mikrobiologisk normalkontroll Råvatten/Utgående vatten	PSL5T	
Namn: *		Ev. avropsnummer: (inköpsorder)		2. Kemisk normalkontroll Råvatten/Utgående vatten	PSL2S	
Adress: *		Kopiemottagare (e-post adress):		3. Mikrobiologisk normalkontroll Hos Användare	PSL5S	
Postnummer: *				Ort: *	4. Kemisk normalkontroll Hos Användare	PSL2T
Telefon arbete/mobil: *				5. Mikrobiologisk utvidgad kontroll	PSL5U	
E-post adress:				6. Kemisk utvidgad kontroll	PSL2X	

Råvatten (inkommande till vattenverk)								
Journalnummer (ifylles av lab)	Objekt/Provets märkning: *	Provtagningsdatum och klockslag *	Provtagnings temperatur	Önskade paket: *				Övriga analyser:
				1	2	5	6	

Utgående vatten/Renvatten (utgående från vattenverk)									
Journalnummer (ifylles av lab)	Objekt/Provets märkning: *	Provtagningsdatum och klockslag *	Provtagnings temperatur	Önskade paket: *				Desinfektion **	Övriga analyser:
				1	2	5	6	Ja/Nei	

Hos Användare									
Journalnummer (ifylles av lab)	Objekt/Provets märkning: *	Provtagningsdatum och klockslag*	Provtagnings temperatur	Önskade paket: *				Avhärdning ***	Övriga analyser:
				3	4	5	6	Ja/Nei	

* Obligatoriska uppgifter

Provtagare: *

Tel nr: *

På baksidan ser du vad som ingår i paketen.

Analysomfattning enligt SLVFS 2001:30



Mikrobiologisk normalkontroll för Råvatten/Utgående vatten

Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, Koliforma bakterier 35°C, E.coli

Provmängd och kärl: 500 ml steril plastflaska

Kemisk normalkontroll för Råvatten/Utgående vatten

Turbiditet, Färg, Järn

Provmängd och kärl: 250 ml plastflaska + 50 ml plaströr med färgad kork

Mikrobiologisk normalkontroll Hos Användare

Långsamväxande bakterier, Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, Koliforma bakterier 35°C, E.coli

Provmängd och kärl: 500 ml steril plastflaska

Kemisk normalkontroll Hos Användare

Turbiditet, Lukt, Färg, Konduktivitet, pH, Ammoniumkväve, Järn, Mangan

Provmängd och kärl: 250 ml plastflaska + 50 ml plaströr med färgad kork

Mikrobiologisk utvidgad kontroll

Långsamväxande bakterier, Odlingsbara mikroorganismer vid 22°, Koliforma bakterier 35°, E.coli, Enterokocker, Aktinomyceter, Mikrosvampar, Presumptiva Clostridium perfringens

Provmängd och kärl: 2 st 500 ml sterila plastflaskor

Kemisk utvidgad kontroll

Provmängd och provkärl: 100 ml brun plastflaska för cyanid, 2 st 50 ml plaströr med färgad kork för Bromat och övriga mineraler, 40 ml glasrör för Kvicksilver, 2 st 100 ml brun glasflaska för VOC och PAH:er, 250 ml specialplastflaska med konserveringsmedel för pesticider, 250 ml plastflaska för övriga kemiska parametrar

Inlämningställen: Se vår hemsida www.eurofins.se

Mikrobiologiska analyser ska vara på labbet inom 12 timmar från provtagning.

Kemiska analyser ska vara på labbet inom 24 timmar från provtagning.

Kundsupport: Tel. 010-490 81 10, E-post: info.environment@eurofins.se