

MIDA ARVESTADA PROOVI VÕTMISEL?

- Pese käed hoolikalt enne proovi võtmist, vajadusel kasuta komplektis olevaid kindaid.
- Välti proovipudeli avause ja korgi kokkupuudet ümbritsevate pindadega või ainetega.
- Kraani- või muu voolava vee korral lase veel voolata paar minutit enne proovivõttu.
- Võta proov keskmisel tugevusel voolavast veest.
- Täida pudel ülevooluga, vältides õhugahe pudelis.
- Pärast proovi võtmist sulge proovipudel tugevalt korgiga.

ANALÜÜSIPARAMEETRID

RAUD

Rauasisaldus on vees loomulik, ent võib põhjustada värvimuutust ja ebameeldivat maitset. Raua esinemine võib kaasa tuua kokkupuutuvate pindade määrdumise, sette moodustumise ja torude ummistumise. Joogivees on kehtestatud raua piirnorm 200 µg/l.

KALTSIUM

Kaltsium esineb looduslikult piirkondades, kus mullas ja aluskivimis on kõrge lubjakivisisaldus. Kaltsiumisisaldus võib talveperioodil olla suurem, põhjustades vee karedust.

MANGAAN

Mangaan on mineraalse päritoluga ning võib esineda põhjavees. Kõrge mangaanisisaldus võib põhjustada maitse muutumist ning setete tekkimist torustikes. Mangaani sete on musta värvi ning võib määrada pindu ja pesu. Joogivees on kehtestatud mangaani piirnorm 50 µg/l.

MAGNEESIUM

Magneesium pärineb looduslikult põhjaveest ja võib kõrge kontsentratsiooni korral mõjutada vee maitset. Sarnaselt kaltsiumile võib talveperioodil olla magneesiumisisaldus vees suurem, põhjustades vee karedust.

KUIDAS PROOVI LABORISSE SAATA?

1. **SISESTA PROOVIPUDELIL OLEV PROOVIKOOD JA KONTAKTANDMED TELLIMUSVORMILE VEEBILEHEL: [EUROFINS.EE/EE/TELLIMUSE-ESITAMINE/VEETEST/](https://eurofins.ee/ee/TELLIMUSE-ESITAMINE/VEETEST/) VÕI SKANEERI KARBI KAANEL OLEVAT QR-KOODI, ET JÕUDA TELLIMUSVORMINI.**

Proove saab meieni edastada läbi **SmartPosti** pakiautomaatide. Selleks järgige neid samme:

2. Avage veebileht my.smartposti.ee/return_parcel/. Leidke pakisildilt triipkoodi all olev saatkiskood (märgitud kollasega) ning sisestage see **Paki number/Saatmiskood** * lahtrisse. **Pidage meeles, et koodi sisestades tuleb eemaldada sulud ja tühikud !**



Sisestage paki number või saatkiskood

Paki number/saatmiskood: *

[Kuidas tagastada?](#) [EDASI →](#)

3. Määrake paki suuruseks **S (12 x 34 x 42 cm)** ja valige seejärel endale sobivaim pakiautomaat (*Alguspunkt**).

Vaata üle pakiantmed


00664300421952024745

Paki suurus *

S (12 x 34 x 42)

Alguspunkt *

[← TAGASI](#) [KINNITA →](#)

4. Nüüd saate sisestada enda proovi sobivasse automaati **unikaalse uksekoodi** abil. Proovivõtu ja automaati sisestuse vahele peaks jääma maksimaalselt 1 nädal.

Uksekood:	6702632
Kapi suurus:	S
Tagasta enne:	08.07.2025
Pakiautomaat:	Kõik ekraaniga SmartPosti pakiautomaadid
Tagastaja:	Eur*****
Tagastuse saaja:	Eur*****