

Uppdragsgivare = rapportmottagare		
Kundnummer: *		Företag: *
Avtalsnummer/Offertnummer: *OBS! Lämnas inget avtalsnummer tillämpas ordinarie priser		Kontrakt för registrering:
Namn: *		
Adress: *		
Postnummer: *	Ort: *	
Telefon arbete/mobil: *		
E-post adress:		

Fakturauppgifter
Fakturamottagare: (obligatoriskt om det ej är samma adress som för rapportmottagare)
Fakturareferens: ((obligatoriskt vid e-faktura)

Kopiemottagare (e-post adress):

Dricksvatten hos användare	
1. Mikrobiologisk undersökning, provgrupp A	PSL5S
2. Kemisk undersökning, provgrupp A	PSL2T
3. Mikrobiologisk undersökning, provgrupp B	PSL5U
4. Kemisk undersökning, provgrupp B	PSL2X
Råvatten	
5. Mikrobiologisk undersökning	PSLEF
6. Kemisk undersökning	PSLEU
Utgående dricksvatten	
7. Mikrobiologisk undersökning	PSL5T
8. Kemisk undersökning	PSL2S
Tillägg	
9. Radon	SL224
10. Total alfaaktivitet och betaaktivitet	RR002 och RR003
11. Mangan	SLA73

OBS: Försäkra dig om att du fyller i rätt vattentyp nedan.

Hos Användare											
Journalnr (ifylles av lab)	Objekt/Provets märkning: *	Provtagningsdatum och klockslag*	Provtagn. Temp.	Önskade paket/analyser: *						Övriga analyser:	
				1	2	3	4	9	10		
Råvatten (inkommande till vattenverk)											
Journalnr (ifylles av lab)	Objekt/Provets märkning: *	Provtagningsdatum och klockslag*	Provtagn. Temp.	Önskade paket/analyser: *						Övriga analyser:	
				5	6	9	10	11			
Utgående vatten/Renvatten (utgående från vattenverk)											
Journalnr (ifylles av lab)	Objekt/Provets märkning: *	Provtagningsdatum och klockslag*	Provtagn. Temp.	Önskade paket: *				Övriga analyser:			
				7	8						

* Obligatoriska uppgifter

Provtagare: *

Tel nr: *

Analysomfattning enligt LIVSFS 2022:12

PSL5S - Dricksvatten hos användare, mikrobiologisk undersökning provgrupp A enligt LIVSFS 2022:12.

Långsamväxande bakterier, Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, Koliforma bakterier 35°C, E.coli, Intestinala enterokocker

Provmängd och kärl: 500 ml steril plastflaska

PSL2T - Dricksvatten hos användare, kemisk undersökning provgrupp A enligt LIVSFS 2022:12.

Turbiditet, Lukt, Färg, Konduktivitet, pH, Ammoniumkväve, Järn, Mangan

Provmängd och kärl: 250 ml plastflaska + 50 ml plaströr med färgad kork

PSL5U - Dricksvatten mikrobiologisk undersökning provgrupp B enligt LIVSFS 2022:12.

Långsamväxande bakterier, Odlingsbara mikroorganismer vid 22°, Koliforma bakterier 35°, E.coli, Enterokocker, Aktinomyceter, Mikrosvampar, Presumptiva Clostridium perfringens

Provmängd och kärl: 2 st 500 ml sterila plastflaskor

PSL2X - Dricksvatten kemisk undersökning provgrupp B enligt LIVSFS 2022:12.

Provmängd och provkärl: 100 ml brun plastflaska för cyanid, 2 st 50 ml plaströr med färgad kork för Bromat och övriga mineraler, 40 ml glaströr för Kvicksilver, 1 st glasflaska (svart teflonkork) 250 ml för VOC och PAH:er, 250 ml specialplastflaska med konserveringsmedel för pesticider, 1000 ml glasflaska för Bisfenol A, 250 ml plastflaska för övriga kemiska parametrar. (OBS! Hos användare ska kit för Ospotade metaller användas, 1 st 1000 ml plastflaska samt 50 ml plaströr "metall ospotat", ersätter då 1 st 50 ml plaströr med färgad kork samt 250 ml plastflaskan)

PSL5T - Utgående dricksvatten, mikrobiologisk undersökning provgrupp A enligt LIVSFS 2022:12.

Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, Koliforma bakterier 35°C, E.coli, Intestinala enterokocker.

Provmängd och kärl: 500 ml steril plastflaska

PSL2S - Utgående dricksvatten, kemisk undersökning provgrupp A enligt LIVSFS 2022:12.

Turbiditet, Färg, Järn, Mangan

Provmängd och kärl: 250 ml plastflaska + 50 ml plaströr med färgad kork

PSLEF Råvatten, mikrobiologisk undersökning enligt LIVSFS 2022:12

E.coli, Koliforma bakterier 35°, Intestinala enterokocker

Provmängd och kärl: 500 ml steril plastflaska

PSLEU Råvatten, kemisk undersökning enligt LIVSFS 2022:12

Turbiditet, Färg, pH, Konduktivitet

Provmängd och kärl: 250ml plastflaska

SL224 - Radon

Provmängd och provkärl: Plastflaska 20 ml Radon

RR002 och RR003 - Total alfabetaktivitet & betaaktivitet

Provmängd och kärl: 250 ml plastflaska

SLA73 - Mangan

Provmängd och kärl: 50 ml plaströr med färgad kork

Inlämningställen: Se vår hemsida www.eurofins.se

Mikrobiologiska analyser ska vara på labbet inom 12 timmar från provtagning. Kemiska analyser ska vara på labbet inom 24 timmar från provtagning.

Kundsupport: Tel. 010-490 81 10, E-post: info.miljo@etn.eurofins.com