

Zoznam akreditovaných činností flexibilného rozsahu

Dátum vydania: 19.01.2026

Strana 1 z 1

Flexibilný rozsah akreditácie skúšobného laboratória.

Akreditovaná osoba: Eurofins BioPharma Product Testing Slovakia s.r.o.

Radlinského 9, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Organizačná zložka vykonávajúca činnosť akreditovanej osoby: Skúšobné laboratórium

Miesto výkonu činnosti akreditovanej osoby: Skúšobné laboratórium Bratislava, Kollárovo nám. 9, 811 07 Bratislava

Identifikačné číslo akreditovanej osoby: 031/S-106

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Zariadenia
	Predmet / Matrica / Prostredie	Vlastnosť / Parameter / Ukazovateľ / Analyt	Princíp / Druh / Typ	Označenie	
1	Doplňky výživy Pridavné látky do potravín Chemické látky	Obsah zložiek -glukozamín sulfát -chondroitín sulfát -dexpantenol -vitamín C	HPLC/DAD	ŠPP č. 027-F ČL, Ph. Eur. v platnom znení	Agilent 1260 LC05, LC06
2	Prípravky s obsahom liehu Lieh Denaturovaný lieh	Obsah liehu	GC/FID	ŠPP č. 002-E (Agilent Technologies, Application Note, p. 1-4, 2009)	Agilent 6890N GC-1 Agilent 7890N GC-4, GC-5
3	Doplňky výživy Pridavné látky do potravín Chemické látky	Obsah a totožnosť zložiek -MSM -hexanal, propanal	GC/FID	ŠPP č. 016-F ČL, Ph. Eur. v platnom znení	Agilent 6890N GC-1 Agilent 7890N GC-3, GC-4, GC-5 Agilent 7890B GC-6
4	Doplňky výživy Pridavné látky do potravín Chemické látky	Obsah zložiek -hydroxid sodný -kyselina citrónová	titrácia	ŠPP č. 003-F ČL, Ph. Eur. v platnom znení	Dosimat Plus VOL-52 – VOL-55 Titrando 888 VOL-47
5	Denaturovaný lieh Koncentrát denaturačných prostriedkov	Obsah denaturačných prostriedkov -acetón -lekársky benzín -technický benzín a petrolej -mentol -izopropanol -metyletylketón a metylizobutylketón -dietylftalát	GC/FID	ŠPP č. 003-E (Agilent Technologies, Application Note, p. 1-4, 2009)	Agilent 6890N GC-1 Agilent 7890N GC-4, GC-5

Vysvetlivky:

ŠPP – Štandardný pracovný postup

ČL – Český lékopis

Ph. Eur. – Európsky liekopis

HPLC – vysokoúčinná kvapalinová chromatografia

GC – plynová chromatografia

DAD, FID – druhy detektorov