



KIT D'IDENTIFICATION DES SUPPORTS D'ANALYSES D'AIR

Eurofins Environnement Logistique France

Notre service logistique propose désormais la fourniture de kits d'identification des supports d'analyses d'air afin d'optimiser la traçabilité de vos prélèvements et faciliter l'enregistrement des échantillons au laboratoire

Contenu du kit

- 10 sachets zip
- 10 jeux de deux étiquettes avec code barre
- 10 étiquettes vierges
- Une notice d'utilisation



Pour chaque échantillon, la première étiquette devra être collée sur votre fiche de prélèvement et la seconde sur le sachet zip. **Attention**, aucune étiquette ne devra être collée directement sur le support afin d'éviter les contaminations. Vous pouvez utiliser une étiquette vierge afin d'indiquer le nom de votre point de prélèvement. Cette étiquette devra également être collée sur le sachet zip.

Pour commander ce kit (code : LSKIT), merci de vous adresser directement à notre service logistique en indiquant le nombre de kits souhaités et l'adresse de livraison.

0 810 122 611 - (prix d'un appel local depuis un poste fixe)
logistique-france@eurofins.com

Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h



Votre chargé d'affaires habituel reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.