

Vos solutions logistiques

Les solutions de collecte :



Bon de transport



Bon de transport fourni par le laboratoire ou à générer par un QR code, sans besoin d'impression.
Gratuit si un minimum de 5 échantillons

Collecte TNT/Chronopost



Collecte des échantillons au bureau, à domicile, sur chantier à l'adresse de votre choix
Gratuit si un minimum de 5 échantillons
Votre laboratoire vous fournit les bordereaux de transport par mail vos vols en laboratoire

Collecte par un transporteur dédié



Collecte des échantillons au bureau, à domicile, sur chantier à l'adresse de votre choix

Les solutions de dépôt :



Boîtes de dépôt

Déposez vos échantillons dans vos boîtes 7j/7 et 24h/24.



Dépôt au laboratoire

Déposez vos échantillons directement dans votre laboratoire de proximité.

Pour en bénéficier, rapprochez-vous de votre contact de proximité.

Retrouvez les **informations pratiques** sur notre **carte interactive** :



Pour commander vos consommables

Vos laboratoires peuvent vous fournir sur demande :



Kits plomb



Sachets
d'échantillons



Filtres



Dosimètres



Flaconnage



Cartons

A savoir avant de conditionner vos échantillons :

- Le demandeur de l'analyse est responsable des conditions de sécurité lors de l'envoi.
- **Vos échantillons ne sont pas soumis** aux prescriptions de l'accord européen relatif au transport international **des marchandises dangereuses par route (ADR)**.
 - Ceci est valable que s'ils sont emballés de telle manière qu'il ne puisse pas y avoir libération en quantités dangereuses de fibres d'amiante respirables au cours du transport. Pour en savoir plus, vous pouvez vous référer à la disposition spéciale N°168 de l'ADR

Vos solutions logistiques sont **soumises à certaines conditions**.
Pour les connaître, nous vous invitons à contacter votre laboratoire de proximité.



Gain de temps



Des solutions
logistiques
adaptées à
vos besoins



Gain de praticité
(QR code...)



Des contacts
priviliés
et de proximité