

**CRITERES D'ACCEPTABILITES et PRELEVEMENTS à réaliser dans le cadre de la RECHERCHE DE SALMONELLES CHEZ
LES OISEAUX**

Recherche COFRAC	Technique	1. Prélèvement demandé	2. Conditionnement	3. Délai et condition d'acheminement	4. Recommandation
Salmonelles chez les oiseaux	Culture NF U 47-101	Oiseaux représentatifs non endommagés ou modifiés (non autopsiés) et non putréfiés si mort	Caisse carton ou plastique (de préférence fournie par l'éleveur)	Inférieur à 24 heures	
Salmonelles dans les muscles	Culture par ISO 6579 ou une autre méthode alternative validée AFNOR selon la norme ISO 16140	Volailles vivantes (Pour le nombre, voir la réglementation en vigueur)			Animaux non stressés par les conditions d'acheminement
		Volailles mortes (Pour le nombre, voir la réglementation en vigueur)		Dans la journée	Il est préférable de transporter les poulets sous régime du froid dans les meilleurs délais après l'euthanasie.

Cas de refus pour une analyse COFRAC : quand les critères d'acceptation des colonnes 1 et 3 ne sont pas respectés.

Le laboratoire contacte le client pour savoir si l'analyse doit être réalisée. Celle-ci sera alors rendue hors accréditation.

Référence : T-ELCDF-WO11884	Version : 3.3	Date de publication : 27.08.2025
-----------------------------	---------------	----------------------------------