

EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L. (Unipersonal)

Eurofins Análisis Alimentario Tenerife

Dirección/Address: C/ N. Diesel, 5. Trasera Nave 3. P. Industrial San Isidro; 38109 El Rosario (Santa Cruz de Tenerife)

Norma de referencia/Reference Standard: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad/Activity: **Ensayo**

Acreditación/Accreditation nº: **435/LE716**

Fecha de entrada en vigor/Coming into effect: 01/10/2004

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN/SCHEDULE OF ACCREDITATION

(Rev./Ed. 30 fecha/date 18/07/2025)

Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)

Category 0 (Tests performed at permanent laboratory)

MICROBIOLOGÍA/MICROBIOLOGY

Análisis de alimentos mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo

Food analysis by methods based on isolation techniques in culture medium

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO/TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/TEST PROCEDURE
Alimentos <i>Food</i>	Recuento en placa de microorganismos aerobios a 30 °C <i>Enumeration of aerobic microorganisms at 30 °C</i>	AL-TM6661 <i>Método interno basado en In-house method based on UNE-EN ISO 4833-1</i>
	Recuento en placa de enterobacterias <i>Enumeration of enterobacteriaceae)</i>	AL-TM6668 <i>Método interno basado en In-house method based on REBECCA™ +EB</i>
	Recuento en placa de <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Enumeration of Listeria monocytogenes</i>	AL-TM6665 <i>Método interno basado en In-house method based on ALOA® COUNT</i>
	Recuento en placa de Estafilococos coagulasa positivos <i>Enumeration of Staphylococcus coagulase positive</i>	AL-TM6663 <i>Método interno basado en In-house method based on UNE-EN-ISO 6888-2</i>

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more information www.enac.es

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: 2iLG9P3i176t1Hn432

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO/TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/TEST PROCEDURE
Alimentos Food	Recuento en placa de <i>Escherichia coli</i> β -glucuronidasa positivo <i>Enumeration of Escherichia coli β-glucuronidase positive</i>	AL-TM6662 <i>Método interno basado en In-house method based on chrom ID™ Coli Agar</i>
	Recuento en placa de coliformes totales <i>Enumeration of total coliforms</i>	
	Detección de <i>Staphylococcus coagulase</i> positivos <i>Detection of Staphylococcus coagulase positive</i>	AL-TM6667 <i>Método interno basado en In-house method based on UNE-EN-ISO 6888-3</i>
	Detección de <i>Escherichia coli</i> β -glucuronidasa positivo <i>Detection of Escherichia coli β-glucuronidase positive</i>	AL-TM6676 <i>Método interno basado en In-house method based on ISO/TS 16649-3</i>
Calzas Paños Fondos de caja Shoe covers Clothes Box liners	Detección de <i>Salmonella</i> spp. <i>Detection of Salmonella spp</i>	UNE-EN ISO 6579-1

Serotipado de cepas Serotyping

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO/TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/TEST PROCEDURE
Cultivo de <i>Salmonella</i> spp. Culture of <i>Salmonella</i> spp.	Serotipado de colonias de <i>Salmonella</i> spp. <i>Serotyping of Salmonella spp</i> <i>Salmonella Enteritidis</i> <i>Salmonella Typhimurium</i>	AL-TM6694 <i>Método interno basado en In-house method based on UNE-CEN ISO/TR 6579-3</i>

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Análisis de alimentos mediante métodos basados en técnicas de inmunofluorescencia (ELFA)

Food analysis by immunofluorescence methods (ELFA)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO/TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/TEST PROCEDURE
Alimentos Food	Detección de <i>Salmonella</i> spp. por inmunofluorescencia (ELFA) <i>Detection of Salmonella spp. by immunofluorescence (ELFA)</i>	AL-TM6666 <i>Método interno basado en In-house method based on VIDAS® Easy Salmonella</i> AL-TM6675 <i>Método interno basado en In-house method based on VIDAS® Up Salmonella (SPT)</i>
Paños Clothes	Detección de <i>Salmonella</i> spp. por inmunofluorescencia (ELFA) <i>Detection of Salmonella spp. by immunofluorescence (ELFA)</i>	AL-TM6693 <i>Método interno basado en In-house method based on VIDAS® Up Salmonella (SPT)</i>
Alimentos Food	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i> por inmunofluorescencia (ELFA) <i>Detection of Listeria monocytogenes by immunofluorescence (ELFA)</i>	AL-TM6664 <i>Método interno basado en In-house method based on VIDAS® Listeria monocytogenes II (LMO2)</i> AL-TM6669 <i>Método interno basado en In-house method based on VIDAS® Listeria monocytogenes Xpress (LMX)</i>

Higiene de superficies mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo

Hygiene control of surfaces using isolation in culture media

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO/TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/TEST PROCEDURE
Hisopos Swabs	Recuento en placa de microorganismos aerobios a 30 °C <i>Enumeration of aerobic microorganisms at 30 °C</i>	AL-TM6661 <i>Método interno basado en In-house method based on UNE-EN ISO 4833-1</i>
Placas de contacto Laminocultivos Contact plates Contact slides		AL-TM6680 <i>Método interno basado en In-house method based on UNE-EN ISO 4833-1</i>

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO/TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/TEST PROCEDURE
Hisopos Swabs	Recuento en placa de enterobacterias <i>Enumeration of enterobacteriaceae</i>	AL-TM6668 <i>Método interno basado en In-house method based on REBECCA™ +EB</i>
Hisopos Swabs	Detección de <i>Staphylococcus</i> coagulasa positivos <i>Detection of Staphylococcus coagulase positive</i>	AL-TM6667 <i>Método interno basado en In-house method based on UNE-EN-ISO 6888-3</i>
	Detección de <i>Escherichia coli</i> β -glucuronidasa positivo <i>Detection of Escherichia coli β-glucuronidase positive</i>	AL-TM6676 <i>Método interno basado en In-house method based on ISO/TS 16649-3</i>
	Detección de <i>Listeria</i> spp. <i>Detection of Listeria spp.</i>	AL-TM-6681 <i>Método interno basado en In-house method based on ALOA® ONE DAY</i>
	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Detection of Listeria monocytogenes</i>	AL-TM6679 <i>Método interno basado en In-house method based on ALOA® ONE DAY</i>

Esta revisión corrige los errores detectados en la revisión nº 29 de fecha 12/05/2025
This edition corrects errors detected in Ed. 29 dated 12/05/2025

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.

An In-house method is considered to be based on standardized methods when its validity and suitability for use have been demonstrated by reference to said standardized method and in no case implies that ENAC considers that both methods are equivalent. For more information, we recommend consulting Annex I to the CGA-ENAC-LEC

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es